


# 病毒采样系列



## HPY病毒采样管系列(常用型号)

单人份包装适用于临床及流动采样



型号	采样液含量	管体容量	说明
灭活型 (含胍盐)	1-3ml	5ml (短管)	单拭子 (一支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管) 双拭子 (二支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管)
	1-3ml	10ml (长管)	单拭子 (一支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管) 双拭子 (二支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管)
灭活型 (不含胍盐)	1-3ml	5ml (短管)	单拭子 (一支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管) 双拭子 (二支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管)
	1-3ml	10ml (长管)	单拭子 (一支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管) 双拭子 (二支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管)
非灭活型	1-3ml	5ml (短管)	单拭子 (一支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管) 双拭子 (二支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管)
	1-3ml	10ml (长管)	单拭子 (一支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管) 双拭子 (二支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管)

## 混样盒装(五混一、十混一、二十混一)

50支拭子/袋;  
根据用户需要搭配装箱。

适用于固定点采样

型号	采样液含量	管体容量	说明
灭活型 (含胍盐)	4ml	10ml (长管)	五混一 (5支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管)
	6ml	10ml (长管)	十混一 (10支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管)
	20ml	50ml	二十至三十混一 (20至30支植绒拭子+一支采样管)
灭活型 (不含胍盐)	4ml	10ml (长管)	五混一 (5支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管)
	6ml	10ml (长管)	十混一 (10支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管)
	20ml	50ml	二十至三十混一 (20至30支植绒拭子+一支采样管)
非灭活型	4ml	10ml (长管)	五混一 (5支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管)
	6ml	10ml (长管)	十混一 (10支植绒拭子+一个样本袋+一支采样管)
	20ml	50ml	二十至三十混一 (20至30支植绒拭子+一支采样管)



扫一扫 了解更多资讯

### 四川好培养生物工程有限公司

SICHUAN HAPYEAR BIO-ENGINEERING CO.,LTD

地址: 中德(蒲江)中小企业合作区

TEL: +86-028-88554415

E-mail: hapyear@163.com

QQ: 806678674

网址: www.hapyear.com



● **用途** 适用于各类流感、禽流感、呼吸道病毒等标本的采集、运送、核酸提取，同时适用于细菌、衣原体、支原体解脲支原体等标本采集、运输、核酸提取。

● **采样部位** 鼻咽部、口咽部、肛门、物体表面等



## HPY一次性采样器(采样拭子)

### 常用规格

型号	用途	说明	备注
SZ-1	咽部采样	尼龙植绒材质，3cm处折点，绒毛密集样本载量高。	
SZ-2	咽部采样	尼龙植绒材质，8cm处折点，绒毛密集样本载量高。	● 配合好培养病毒采样管使用或单独采样；
SZ-3	鼻部采样	尼龙植绒材质，8cm处折点，绒毛密集样本载量高。	● 混样检验（十混一、五混一、二混一等）
SZ-4	细菌样本等各种样本采样	人造丝材质，任意折断点	

注：单支包装

### HPY采样拭子特点

- 高密度尼龙植绒采样头：像刷子一样具有出众的样本收集和释放能力，与其他厂家比较样本收集量提高48%，样本释放率>80%。
- 优良的拭子头更有利于样本的检出，避免了假阴性。
- 采样杆：手感好，兼顾柔韧性与易折断性

